

ALLE ARTIKEL DES KITS UND DAS ZUBEHÖR

Code G6589 - Dispositivo MagnetoVet 4000 Horse



Kanäle: 4

Mögliche Abgabeintensität:

- Durchschnittlich 200 Gauß pro Kanal
- Durchschnittlich 800 Gauß

Frequenz: Einstellbar von 5 bis 200Hz

PROGRAMME FÜR PFERDE

Unterteilt nach anatomischen Bereichen von Hals,

Rücken und Gliedmaßen

- WUNDEN/GESCHWÜRE
- ARTHROSE/ARTHRITIS
- ENTZÜNDUNGSHEMMEND
- MUSKELVERLETZUNG
- AKTIVIERUNG VOR WETTKÄMPFEN
- ERHOLUNG NACH DEM WETTKAMPF
- TENDINOPATHIE/DISKOPATHIE
- TRAUMA/KONTUSION/KNOCHENÖDEM
- FRAKTUR UND VERZÖGERTE HEILUNG
- MUSKELENTSPANNUNG/-DEKONTRAKTION

PROGRAMME FÜR HUNDE UND KATZEN

Sehen die Nutzung des therapeutischen Tierbetts oder flexibler Solenoide mit 2 x 30x10 cm-Spulen vor

- FRAKTUR
- DISKOPATHIE
- OSTEOARTHROSE
- WUNDHEILUNG
- ENTZÜNDUNGSSCHMERZ

Code G6530 - Therapeutische Decke ohne Solenoide

Code G6619 - Therapeutische Decke mit Solenoiden



Code G6531 - Therapeutisches Halsteil ohne Solenoide

Code G6620 - Therapeutisches Halsteil mit Solenoiden



Code G6709 - Splitter-Kabel



Code G6629 - Flexible Solenoide, 40x15 cm mit 4 Spulen, kompatibel mit therapeutischer Decke, therapeutischem Halsband und Gamaschen für die Hinterbeine



Code G6632 - Flexible Solenoide, 30x10 cm mit 2 Spulen, kompatibel mit Gamaschen für die Vorderbeine



Code G6710 - Netzteil



Code G6256 - Therapeutische Gamasche für Vorderbeine mit Polsterung, ohne Solenoide
Code G6591 - Therapeutische Gamasche für Vorderbeine mit Polsterung, mit Solenoiden



Code G6255 - Therapeutische Gamasche für Hinterbeine mit Polsterung, ohne Solenoide
Code G6592 - Therapeutische Gamasche für Hinterbeine mit Polsterung, mit Solenoiden



Code G6762 - Tragetasche für das Kit



Code G6533 - Hülle für Gerät



GLOBUSVet
Yes, WE CARE

📍 Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (TV) - IT

☎ (+39) 0438 7933

Erfahren Sie mehr:

globuscorporation.com



Informationsmaterial für Fachleute vorbehalten. Die Abbildungen und technischen Angaben in dieser Broschüre sind nicht verbindlich und können vom Hersteller jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen über unsere Produkte und Behandlungen, für Produktvideos und um unsere Händler kennenzulernen, besuchen Sie bitte unsere Website.

G6971 - Rev. De_06_2024

VETERINÄRMEDIZINISCHE MAGNETTHERAPIE

Ein Sortiment an einfachen und sicheren Produkten, die speziell für das Wohlbefinden des Pferdes entwickelt wurden





GLOBUS Vet ist aus den im Humanbereich erworbenen Kompetenzen und Kenntnissen entstanden und kommt mit dem Ziel auf den Markt, die Referenzmarke für Tierärzte und Physiotherapeuten zu sein, die auf der Suche nach leistungsstarken Werkzeugen sind, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der wichtigsten Haustiere zu garantieren.

GLOBUS Vet erweitert seine Produktpalette um ein neues Magnettherapiegerät mit spezifischen Programmen für Pferde und einer Reihe von praktischem Zubehör, das speziell entwickelt wurde, um die Behandlung **auch zu Hause** zu erleichtern, und bietet eine komplette Kollektion der gängigsten Therapien (Tecar, Laser, Elektrostimulation und TENS, Ultraschall und Magnettherapie) an.

Pferde, insbesondere solche, die im Sport zum Einsatz kommen, können an verschiedenen Krankheiten leiden, insbesondere im Bereich der Gelenke, Muskeln, Bänder und Sehnen. Um Entzündungen zu vermeiden, sollte das Pferd seinen Kreislauf stets aktiv halten, damit der Körper auf die erforderlichen Anstrengungen entsprechend reagieren kann.

Gerade weil eine der Wirkungen der Magnettherapie darin besteht, den Kreislauf anzuregen und damit die Körpertemperatur zu erhöhen, ist es notwendig, den Muskel-/Bewegungsapparat ständig zu behandeln, damit das Pferd so lange wie möglich aktiv bleiben kann. Aus diesem Grund sollte das Pferd mit der Magnettherapie behandelt werden und zwar sowohl in den Tagen vor dem Wettkampf, um es während des gesamten Wettkampfs gesund und leistungsfähig zu halten, als auch in der Zeit danach, um die Cool-Down-Wirkung zu fördern und das Gewebe zu entschlacken.



DIE MAGNETTHERAPIE

INDIZIERT FÜR: TURNIERPFERDE FREIZEITPFERDE

Die **Magnettherapie** ist eine Physiotherapeutische Behandlungsmethode, die auf der Anwendung spezifischer elektromagnetischer Felder auf den Organismus beruht. In diesem Zusammenhang werden in der Regel gepulste niederfrequente Magnetfelder (PEMFs) eingesetzt.

Gerade die niedrige Frequenz ermöglicht es der Therapie, in der Tiefe zu wirken und ihre entzündungshemmende, schmerzlindernde und regenerierende Wirkung auf Knochen und Gelenke zu entfalten.

Die Behandlung ist völlig schmerzfrei, wird von den Tieren sehr gut vertragen und stellt eine bewährte therapeutische Technik sowohl in der Veterinärorthopädie (nach Frakturen, nach Operationen) als auch bei der häuslichen Behandlung von Erkrankungen des Muskel-/Bewegungsapparats dar.

IDEAL BEI

- RÜCKENSCHMERZEN
- HAUTWUNDEN
- GELENKSCHMERZEN
- SPONDYLOARTHROSE
- ARTHROSE UND ARTHRITIS
- VERZÖGERTER FRAKTUR-HEILUNG
- HÄMATOMEN UND QUETSCHUNGEN
- KNOCHEN- UND GELENKPATHOLOGIEN
- ZERRUNGEN, VERSTAUCHUNGEN UND KONTRAKTUREN
- ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG NACH DEM WETTKAMPF

THERAPEUTISCHE VORTEILE

- SCHNELLE HEILUNG VON HAUTVERLETZUNGEN
- SCHNELLE ENTZÜNDUNGSHEMMENDE WIRKUNG
- NICHT-INVASIVE UND SCHMERZFREIE BEHANDLUNG
- EINFACH ZU BEDIENEN UND SCHNELL ANZUWENDEN

Dank ihrer schmerzlindernden und entzündungshemmenden Wirkung garantiert die Behandlung mit der Magnettherapie vor Wettkämpfen eine Verbesserung der sportlichen Leistung. Wird sie danach verwendet, trägt sie zur schnelleren Regeneration bei, indem sie den Abtransport der während des Wettkampfs entstandenen Giftstoffe unterstützt.



DAS KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO


Das neue **KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO** enthält neben dem Magnettherapiegerät mit seinen neuen Programmen für Pferde auch Zubehör, das speziell für die Behandlung dieser Tiere entwickelt wurde: **therapeutische Decke** und **therapeutisches Halsteil**, **flexible Solenoide** mit entsprechenden **Splitter-Kabeln**, eine praktische **Gerätehülle** und ein **verstellbares Band** mit dem das Gerät am Pferd befestigt werden kann.

Ergänzt wird das Kit durch eine praktische **Tragetasche**, ein **doppeltes Batterie-Pack** und das neue Gerät **MAGNETOVET 4000 HORSE** mit hoher Intensität, das speziell für die Behandlung von Pferden entwickelt wurde.

Die vier Ausgangskanäle ermöglichen den Anschluss der in die therapeutische Decke und das therapeutische Halsteil eingesetzten Solenoide, sodass die gesamte Wirbelsäule des Pferdes behandelt werden kann.

*Unabhängig davon, welche Disziplin mit dem Pferd praktiziert wird, ist das **KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO** die beste Wahl für das Wohlbefinden des Tieres. Es verbessert die Mikrozirkulation und folglich den Zellstoffwechsel, reduziert Schmerzen und Schwellungen und beschleunigt den Heilungsprozess.*

*In der Freizeit, wie auch in den anspruchsvollsten Sportarten, wird das **KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO** zum idealen Partner für Ihr Pferd – im Stall, bei Turnieren und beim Training.*



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG | Code G6593

1. Therapeutische Decke
2. Therapeutisches Halsteil
3. Tasche mit Schulterriemen für das
4. Gerät Stoßsichere Tragetasche für das
5. Gerät Flexible Solenoide 40x15 cm - 8 Stk.
6. Gerät MAGNETOVET 4000 HORSE inklusive Batterie-Pack
7. Magnetfeld-Tester
8. Netzteil
9. Betriebsanleitung
10. Splitter-Kabel - 2 Stk.
11. Klettband zur Befestigung der Hülle
12. Tragetasche für das Kit

